

Preguntas frecuentes

¿Puedo bañarme o nadar con Cardea SOLO?

¡NO! Si se sumerge o se empapa es posible que el registro se interrumpa.

Tengo una resonancia magnética (RM) programada durante mi período de uso, ¿puedo hacerla?

¡No! Consulte a su proveedor si necesita un procedimiento de RM o si ya tiene programado uno durante su período de uso.

¿Puedo usar Cardea SOLO durante las radiografías de diagnóstico?

¡SÍ! Usar Cardea SOLO durante radiografías, como radiografías dentales, es seguro; sin embargo, consulte a su proveedor con respecto a radiografías y procedimientos por imágenes planificados específicos.

¿Puedo usar Cardea SOLO durante el control de seguridad de un aeropuerto?

¡SÍ! Cardea SOLO no interferirá con los equipos de seguridad. El personal de seguridad puede inspeccionar la zona del Cardea SOLO. No necesitará una carta del médico mientras viaja usando Cardea SOLO.

¿Cómo puedo verificar que mi Cardea SOLO esté funcionando?

Una vez activado, Cardea SOLO registra los datos de su electrocardiograma (ECG) en forma constante. Para verificar que Cardea SOLO esté registrando sus latidos cardíacos, colóquese frente a un espejo, atenúe las luces y presione el botón en Cardea SOLO. Debería ver una luz **verde** titilando al mismo ritmo que su latido cardíaco. **Si no ve una luz, o ve luces verdes y rojas, comuníquese con el consultorio de su proveedor de atención médica para recibir instrucciones.**

Mi Cardea SOLO me da doler; ¿debería dejármelo puesto?

¡NO! Si presenta inflamación, enrojecimiento, sarpullido, sensibilidad, picazón INTENSA o lesiones cutáneas alrededor o debajo de Cardea SOLO, quíteselo de inmediato y comuníquese con su proveedor de atención médica lo antes posible para recibir instrucciones.

Su Cardea SOLO se aplicó el día/fecha/hora:

Debe devolver su Cardea SOLO el: _____

Use su Cardea SOLO hasta el: _____

Quítese su Cardea SOLO antes de su próxima cita y siga las instrucciones a continuación:

Todo lo que hay que saber acerca de Cardea SOLO™

Sugerencias útiles para el registro exitoso de un ECG



 CARDEA SOLO™

CONTACTO DEL PROVEEDOR

Comuníquese con su proveedor si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de Cardea SOLO:

Nombre del consultorio _____

Número de teléfono _____

Cardiac Insight, Inc.
Todos los derechos reservados.
PNO0453-01
Modificado en: Abril 2020

 CARDIAC
INSIGHT

Sugerencias para usar Cardea SOLO



EVITE ducharse durante las primeras 24 horas



Tome duchas breves, siempre de espaldas al chorro de agua



No use lociones, aceites ni polvos alrededor de Cardea SOLO



Use el Diario del paciente para anotar los síntomas



Presione el botón si experimenta un síntoma
*¡Relájese, no se apresure!
Cuenta hasta 10 y presione el botón*

Cardea SOLO no monitorea ni transmite su ritmo cardíaco en forma inalámbrica a su proveedor de atención médica.

Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene preguntas, inquietudes o para notificar cambios en su condición.

Si tiene una emergencia médica, llame al 911.

¿Qué es Cardea SOLO™?

Cardea SOLO es un dispositivo ponible, recetado, de uso médico, que registra en forma constante la actividad eléctrica del corazón (“electrocardiograma”). La información recogida por Cardea SOLO ayudará a su médico a determinar si usted tiene un ritmo cardíaco irregular (o “arritmia”) u otra afección cardíaca.



¿Por qué mi proveedor de atención médica me recetó Cardea SOLO?

Su proveedor desea obtener más información sobre la frecuencia y el ritmo de su corazón durante la actividad normal. Esto podría estar relacionado con síntomas que haya comunicado recientemente, o para ayudar en su diagnóstico o plan de tratamiento actual.

¿Durante cuánto tiempo usaré Cardea SOLO?

Cardea SOLO está diseñado para ser utilizado durante 7 días. Sin embargo, su médico puede optar por modificar su período de uso dependiendo de su plan de atención.



¿Qué puedo hacer mientras uso Cardea SOLO?

¡Siga con su rutina! A menos que le indiquen lo contrario, generalmente podrá seguir con su rutina diaria mientras usa Cardea SOLO.

Si bien es muy fácil de usar, Cardea SOLO requiere su cuidado y su atención para una experiencia de uso confortable y para proporcionarle la información de mayor utilidad a su médico.

Evite cualquier actividad que provoque sudoración excesiva o que haga que su Cardea SOLO se empape.

¿Qué sucede al final del período de uso de mi Cardea SOLO?

Devuelva el dispositivo Cardea SOLO al consultorio de su médico de acuerdo con las instrucciones del personal.

Su proveedor de atención médica leerá y le informará los resultados de Cardea SOLO en una futura cita o de acuerdo con las instrucciones.

